

# 輸血用血液製剤の輸血口の形状変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。

平素より日本赤十字社の血液事業に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

このたび、輸血用血液製剤について、輸血口の形状を下記のとおり変更いたしますので、ご案内申し上げます。

今後ともご指導ご鞭撻の程、よろしくお願い申し上げます。

謹白

## 1. 対象製剤

対象となる製剤は次のとおりです。

人全血液-LR「日赤」	洗浄赤血球-LR「日赤」
照射人全血液-LR「日赤」	照射洗浄赤血球-LR「日赤」
赤血球濃厚液-LR「日赤」	合成血-LR「日赤」
照射赤血球濃厚液-LR「日赤」	照射合成血-LR「日赤」
新鮮凍結血漿-LR「日赤」	

※各製剤で使用する血液バッグには、ツイストキャップ型及びプロテクター型(裏面を参照)があります。今回、変更の対象となるのは、輸血口がツイストキャップ型のものです。

## 2. 変更内容

ツイストキャップ型の血液バッグの輸血口をタブ型に変更いたします。

※輸血口の形状の写真及び開封方法等については、裏面をご覧ください。

## 3. 変更時期

平成22年10月から順次供給を開始いたします。

※新鮮凍結血漿-LR「日赤」については、平成23年4月からの供給となります。

## 4. お問い合わせ

最寄りの赤十字血液センター医薬情報担当者へお願いいたします。

## 輸血口の形状変更

変更前

ツイストキャップ型




変更後

タブ型



## タブ型の輸血口の開封方法

下タブ(バッグに近い側)を片手で保持し、上タブ(バッグから遠い側)をもう一方の手で上方向に引っ張り、切り込み部分(点線で示した部分)を裂いて輸血口を露出させます。



## 参考：プロテクター型の輸血口と開封方法



プロテクター型



血液バッグの羽根部分をしっかり持ち、切り込み部分を裂いて輸血口を露出させます。